



Wärme-Gelenk-Bandage

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.

Die SOS Wärme-Gelenk-Bandage besteht aus einer textilen Bandage mit Einstecktaschen und vier selbsterwärmenden Wärmepads. Die Bandage in der praktischen Universalgröße liegt durch die hohe Dehnbarkeit eng und diskret am Körper an und bietet einen angenehmen Tragekomfort. Die Bewegungsfreiheit wird dadurch nicht eingeschränkt.

Die Wärmepads können individuell in eine oder beide Einstecktaschen gesteckt und so direkt auf die schmerzende Stelle am Kniegelenk positioniert werden.

Nach dem Öffnen der Verpackung erwärmen sich die Pads in Kontakt mit Sauerstoff selbstständig und erzeugen eine wohltuende, therapeutische Wärme bis zu 8 Stunden. Die Durchblutung der tangierten Körperpartie wird so verbessert und Gelenkschmerzen und Arthritisbeschwerden im Knie werden wirksam gelindert.

Anwendung:

Platzieren Sie die Bandage über dem Kniebereich und achten Sie darauf, dass sich der elastische Rand oberhalb des Knies befindet und das CE-Zeichen nach hinten zeigt.

Öffnen Sie die Sachets mit der Hand (nicht mit der Schere einschneiden) und entnehmen Sie die Wärmepads.

Beachten Sie bitte, dass die Wärmepads zwei Seiten haben – legen Sie das Pad so ins Innere der Bandage, dass die Seite mit der Kennzeichnung „A“ Richtung Haut zeigt.

Legen Sie nur ein Wärmepad in die Bandage auf beiden Seiten des Knies ein.

Die Wärmepads müssen stets in die Bandage eingelegt werden.

Nach Öffnen des Sachets werden die Wärmepads innerhalb 1 Minute aktiviert und erwärmen sich in 5 Minuten.

Es sind ausreichend Wärmepads für vier Einzelanwendungen mit einem Wärmepad oder zwei Anwendungen mit zwei Wärmepads vorhanden. Entfernen Sie nach der Anwendung die Wärmepads aus der Bandage und entsorgen Sie sie anschließend mit dem normalen Hausmüll (die Wärmepads dürfen nicht verbrannt werden).

Hinweise:

Max. Umfang der Extremität: 44 cm

Die Wärmepackungen werden von der Luft aktiviert – die Beutel erst öffnen, wenn sie benutzt werden sollen.

Bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen ärztlichen Rat einholen.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Jede Wärmepackung ist für die einmalige Anwendung vorgesehen.

Warnhinweise:

Bei Fehlanwendung können Wärmepads selbst bei niedrigen Temperaturen zu Verbrennungen führen.

Befolgen Sie genau die Anweisungen und prüfen Sie den Anwendungsbereich regelmäßig.

Damit kein Risiko einer Bildung von Brandwunden entsteht: **die Wärmepads nie direkt auf der Haut anwenden.**

Über einen Zeitraum von 24 Stunden nicht länger als 8 Stunden im selben Bereich anwenden.

Ermöglichen Sie die Zirkulation von Luft über den Wärmepads und wenden Sie keinen zusätzlichen Druck an, beispielsweise indem Sie eng anliegende Kleidung, Strumpfhosen oder Strümpfe über der Bandage tragen.

Falls die Wärmepads unangenehm heiß werden, sind sie sofort zu entfernen.

Die Anwendung der Wärmepads sollte nur mit einer sorgfältigen Überwachung erfolgen bei Personen, die das Produkt nicht selbstständig abnehmen können, wie beispielsweise ältere oder behinderte Personen.

Achten Sie darauf, dass die Bandage bequem passt und nicht die Bewegungsfähigkeit des Knies einschränkt.



Nicht während des Schlafs verwenden.
Falls sich ein Hautausschlag bildet, ist die Anwendung sofort zu beenden.
Die Wärmepads dürfen grundsätzlich nicht in anderen Körperregionen als dem Kniebereich verwendet werden.

Bitte wenden Sie sich vor Anwendung dieser Wärmepads an Ihren Arzt oder Apotheker, falls Sie: an rheumatoider Arthritis, einer Herzerkrankung, schlechter Durchblutung, Nervenschäden, Einschränkungen der Sinnesfunktionen oder einer Hauterkrankung leiden und wenn Sie Diabetiker oder schwanger sind, um zu bestimmen, ob eine Wärmetherapie für Sie geeignet ist.

Vorsichtsmaßnahmen:

Die Wärmepads nicht bei Kindern im Alter bis zu 12 Jahren verwenden.
Die Wärmepads nicht mit anderen Bandagen oder Halterungen anwenden.
Nicht in Verbindung mit anderen Cremes, einzureibenden Mitteln, Lotionen oder Sprays, die auf die Haut aufgetragen werden, und auch nicht mit bzw. in der Nähe von anderen Wärmequellen verwenden.
Die Wärmepads nicht über Bereichen mit Rötungen und Entzündungen oder auf geschädigter/verletzter oder gereizter Haut anwenden.
Die Wärmepads nicht bei Personen anwenden, bei denen bereits früher eine allergische Reaktion auf Medikamente oder Kosmetika aufgetreten ist.
Nicht bei bettlägerigen Patienten und Patienten mit einer Tendenz zur Bildung von Hautgeschwüren verwenden.
Die Wärmepads dürfen nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
Die Wärmepads nicht zerschneiden, zerreißen oder falten.
Nicht in der Mikrowelle erhitzen oder einen sonstigen Versuch unternehmen, die Wärmepads wieder aufzuwärmen.
Die Wärmepads nicht kneten – die Wärme wird innerhalb von wenigen Minuten freigesetzt.

Inhaltsstoffe:

Eisen, Aktivkohle und Wasser

Sollten die Wärmepads einreißen und die Inhaltsstoffe mit dem Körper in Kontakt kommen oder verschluckt werden, spülen Sie den betroffenen Bereich mit Wasser und begeben Sie sich umgehend in medizinische Behandlung.

Lagerung/Verfalldatum:

An einem kühlen, trockenen Ort und vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
Nur bis zum angegebenen Verfalldatum anwenden.
Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.

Inhalt: 1 Bandage + 4 Wärmepads

Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Am Joseph 15
D-61273 Wehrheim

Hersteller:

Dr. Kleine Pharma GmbH
Opalstraße 1
D-33739 Bielefeld



Stand der Information: 2016.06
141_REV01/2016.06

**Für Experten-Video
QR-Code scannen:**



SOS unterstützt die:

